

共立 パックテスト[®]

鉄

型式 WAK-Fe

スマートパックテスト
iPhone用アプリ
Japan use only
App Storeから
ダウンロード




還元とo-フェナントロリン比色法による
Reduction and o-Phenanthroline Visual Colorimetric Method

主試薬 o-フェナントロリン

測定範囲 Fe 0.2~10 mg/L(ppm)

測り方




①チューブ先端のラインを引き抜きます。



②穴を上にして、指でチューブの下半分を強くつまみ、中の空気を押し出します。



③そのまま穴を検水の中に入れ、つまんだ指をゆるめ、半分くらい水を吸い込むまで待ちます。液がもれないようにかるく5~6回振り混ぜます。



④2分後にチューブを標準色の上にのせて比色します。

デジタルパックテスト・マルチSP
でも測定可能です。


測定値の読み方

指定時間後にチューブ内の液の色を標準色と比べます。一番近い標準色の値が測定値です。
チューブ内の液の色が標準色の間の場合は中間値を読み取ってください。

パックテスト使用前、使用後の取扱い注意

応急措置

- 内容物が目に入ってしまったら → すぐに多量の水で洗い流してください。
- 内容物が皮膚や衣服にふれたら → すぐに水で洗い流してください。
- 内容物が口に入ってしまったら → すぐに水で口の中を洗い流してください。
- 内容物を飲み込んだり、上記の措置後に異常がある場合には、すぐに医師の診断を受けてください。

保管

ラミネート包装を開封した後は、保存袋に入れ、なるべく早くご使用ください。特に夏場や梅雨時には保存状態により数日で試薬が劣化することもあります。

廃棄

事業活動で使用する場合は、各関係法令に従って適切に廃棄してください。
それ以外の場合は、チューブはそのまま「燃やすゴミ」としての廃棄も推奨しています。

試薬に関するお知らせ

本製品は、取扱い者へのSDSの提供を義務づけた「PRTR法」、「労働安全衛生法」および「毒物及び劇物取締法」には該当しません。



株式会社 共立理化学研究所
KYORITSU CHEMICAL-CHECK Lab., Corp.

神奈川県横浜市緑区白山1-18-2 ジャーマンインダストリーパーク
TEL: 045-482-6937

パックテスト 鉄

特徴

本製品は、JIS K 0102 57.1 フェナントロリン吸光光度法の発色原理を用いており、工場排水(一律排水基準:溶解性鉄として10mg/L)や環境水をはじめ、いろいろな検水中のイオン状態(Fe^{2+} 、 Fe^{3+} =溶存鉄)の鉄を簡単な操作で測定できます。水道水(水道水質基準:0.3mg/L以下)などの、さらに低濃度の測定にはパックテスト 鉄(低濃度)(型式WAK-Fe(D)、測定範囲0.05~2 mg/L)をご利用ください。 Fe^{2+} =2価鉄(第一鉄イオン)のみを測定したい場合は、パックテスト 2価鉄(型式 WAK-Fe²⁺、測定範囲0.2~10 mg/L)をご利用ください。

細かい測定値が知りたい場合は、デジタルパックテスト・マルチSP(型式 DPM-MTSP)をご利用ください。

なお、パックテストとは測定範囲、反応時間、共存物質の影響が若干異なりますのでお問い合わせください。

注意

- この方法では、検水中のイオン状態(Fe^{2+} 、 Fe^{3+} =溶存鉄)の鉄が測定されます。赤水など懸濁鉄を含めた総鉄=全鉄の測定は下記のように溶解してから行ってください。
- 水耕栽培などで用いるEDTA鉄もそのまま測定できます。
- 発色時のpHは、約6です。pHが2~9の範囲をこえる検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。
- 1000mg/Lの鉄標準液では、標準色の「10」より強く発色します。高濃度が予想される場合には、あらかじめ希釈してから測定してください。
- 検水の温度は15~40°Cで測定してください。水温が低いと発色に時間がかかります。
- 1回で検水をチューブの半分近くまで吸い込めなかった時には、穴を上にして空気を押し出し、もう一度やりなおしてください。
- 比色する時に、多少試薬が溶解せずに残っていても測定には影響ありません。
- 比色は昼光で行なってください。直射日光や一部の蛍光灯、水銀灯、LEDでは比色が困難になることがあります。
- 発色後にラインをチューブ先端の穴に戻すと、チューブ内の液がもれなくなります。

赤水を含めた総鉄の測定方法

検水を希硫酸等でpH2以下にして、沸とうするまで加熱します。室温まで冷却した後にpH2~4にしてからチューブに吸い込んで測定してください。

水道水等の緩衝性が小さい水の測定では、検水20mLに対して1mol/L硫酸を2~3滴(0.1~0.2mL)程度加えて加熱し、冷却後にそのままチューブに吸い込めば、中和しなくても測定できます。

共存物質の影響

標準色は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準液添加法により測定値を確認してください。下記は、標準液に単一の物質を添加した場合の発色への影響データです。

1000mg/L 以下は影響しない	…	B^{3+} (ほう酸)、 Ca^{2+} 、 Cl^- 、 F^- 、 I^- 、 K^+ 、 Mg^{2+} 、 Mo^{6+} (モリブデン酸)、 Na^+ 、 NH_4^+ 、 NO_2^- 、 NO_3^- 、 PO_4^{3-} 、 SO_4^{2-} 、陰イオン界面活性剤、フェノール、ホルムアルデヒド
500mg/L	//	… Al^{3+} 、 Ba^{2+}
200mg/L	//	… Cr^{3+} 、 Mn^{2+}
100mg/L	//	… 残留塩素
50mg/L	//	… Cr^{6+} (クロム酸)
10mg/L	//	… Ag^+ 、 CN^-
5mg/L	//	… Co^{2+} 、 Cu^{2+} 、 Ni^{2+} 、 Zn^{2+}

海水は影響しません。

酸化性物質が影響する場合があります。

[Caution]

- This product is made for analyzing water quality purpose only. Do not use for any other purpose.
 - This product contains small amount of chemicals. Please read instruction manual, GHS labels, SDS, and other necessary document thoroughly prior to use.
 - Please keep this information handy for future reference.
- <Safety>
- Please wash your hands thoroughly before and after the test.
Do not inhale the chemical reagents.
 - It is highly recommended to wear protective gloves, eye protection, and mask upon using this product.
 - Avoid release chemical reagents or waste solution to the environment.
- <Storage>
- Please keep this product out of reach of children. Keep it in the dry and dark place at room temperature.
- <Other>
- Please check the expiration date shown on the box, and make sure to use within the date.
 - Specifications are subject to change without notice.



KYORITSU

CHEMICAL-CHECK Lab., Corp.

1-18-2 Hakusan, Midori-ku, Yokohama, Kanagawa

226-0006, JAPAN E-mail:eng@kyoritsu-lab.co.jp

2102




Iron

Reduction and o-Phenanthroline Visual Colorimetric Method

Model: WAK-Fe

Main Reagent: o-Phenanthroline
 Measuring Range: 0.2 - 10 mg/L (ppm)

How to Use



①




②



③



④



- ① Remove the colored line at the top of the tube to clear the aperture.
- ② Press the tube's side wall to expel air and hold the tube.
- ③ Immerse the aperture of the tube into the sample, release the finger to fill up the tube halfway. Invert the tube back and forth lightly for 5-6 times.
- ④ After 2min, place the tube on the provided Color Sheet as shown to compare the color.

How to Read the Result

After the reaction time, compare the color of the tube with Standard Color. The nearest color indicates the concentration value of the analyte in your sample. A color between two standard colors indicate the value between them.

Handling of PACKTEST Before and After Use

First Aid

Eye Contact → Immediately flush eyes with plenty of water.

Skin/Cloth Contact → Immediately flush contacted area with water.

Ingestion → Immediately rinse mouth.

If swallowed the content or any symptom appears, seek medical advice immediately.
 Please refer to SDS for further information.

Storage

Keep unused PACKTEST tubes in the provided preserving bag after opening the laminated package and use them as soon as possible. Depending on the storage condition, the reagent may deteriorate in several days especially under the hot and humid weather.

Disposal

For business use, please follow in the manner consistent with relevant laws and regulations.
 Otherwise, the tube can be disposed as combustible waste.

PACKTEST Iron

Caution

1. This product allows to measure Iron ion (Fe^{2+} , Fe^{3+} = dissolved iron) in the sample. When measuring total iron including suspended iron such as rusty water, please follow "Method for measuring total iron" stated below.
2. Iron chelated with EDTA used in hydroponics can also be measured.
3. The optimum pH upon reaction will be around 6. If the pH of the sample exceeds 2-9, please neutralize with dilute sodium hydroxide solution or dilute sulfuric acid prior to measurement.
4. An iron standard solution of 1000 mg/L develops color stronger than 10 on the Standard Color. When the value is expected to be high, please dilute the sample prior to use.
5. Keep the sample temperature between 15-40°C. If the sample temperature is low, it requires longer reaction time.
6. Ensure that the PACKTEST tube is filled up to half.
7. Partially undissolved reagent will not affect the measurement.
8. When comparing to the Standard Color, please be sure to read under the daylight. It may be difficult to determine the color under the direct sunlight, certain fluorescent lights, mercury lamp or LED.
9. You can put the line back into the aperture to seal. This will avoid possibility of spilling the content of the tube.

Method for Measuring Total Iron

Reduce the pH of the sample to less than 2 with dilute sulfuric acid and bring to boil. After cooling down to room temperature, adjust pH to 2-4 before measuring.

When measuring a sample with low buffering capacity, such as tap water, add 2 to 3 drops (0.1 to 0.2 mL) of 1 mol/L sulfuric acid to 20mL of the sample and heat. After cooling down, the sample can be measured without neutralization.

Interference

Standard Color is prepared based on the standard solution. If there are some coexisting substances that may cause interference, please compare the result with official method or standard addition method for verification. Below is the list of interference data for on color development when adding each of the single substances to the standard solution.

$\leq 1000\text{mg/L}$	will not affect	… B(III) , Ca^{2+} , Cl^- , F^- , I^- , K^+ , Mg^{2+} , Mo(VI) , Na^+ , NH_4^+ , NO_2^- , NO_3^- , PO_4^{3-} , SO_4^{2-} , Anionic Surfactant, Phenol, Formaldehyde
$\leq 500\text{mg/L}$	"	… Al^{3+} , Ba^{2+}
$\leq 200\text{mg/L}$	"	… Cr^{3+} , Mn^{2+}
$\leq 100\text{mg/L}$	"	… Residual Chlorine
$\leq 50\text{mg/L}$	"	… Cr(VI)
$\leq 10\text{mg/L}$	"	… Ag^+ , CN^-
$\leq 5\text{mg/L}$	"	… Co^{2+} , Cu^{2+} , Ni^{2+} , Zn^{2+}

Seawater does not affect the result.

Oxidizing substances may affect the result.



共立 PACKTEST 用法

铁

类型: WAK-Fe

还原与邻菲咯啉比色法

主试剂: 邻菲咯啉

测量范围: Fe 0.2-10 mg/L(ppm)

测量方法



- ① 拔出管子顶尖部的线。
- ② 将孔朝上用手指用力捏住管子的下半部分，挤出里面的空气。
- ③ 将孔直接放入测试水中，松开捏住的手指，等到吸进一半左右的水。
轻轻摇动混合5~6次左右注意不能让液体外泄。
- ④ 2分后将管子放在标准颜色上进行比色。
0mg/L无法显色，将为无色。

如何读取测量值

经过指定时间后，将管中液体的颜色与标准颜色进行比较。最接近的标准颜色值是测试水的测量值。
如果管内液体的颜色在标准颜色之间，请读取中间值。

PACKTEST 使用前和使用后的处理注意事项

应急措施

管子里的试剂进入眼睛之后 → 请立即用大量的水冲洗。
管子里的试剂沾到皮肤或者衣服上 → 请立即用水冲洗。
管子里的试剂进入口中 → 请立即用水冲洗口腔。
如果误吞咽试剂或采取上述措施后有异常，请立即接受医生诊断。

保管

叠层包装打开后，请将其放入保鲜袋中，尽快使用。特别是在夏季和梅雨季节，试剂有时会因保存状态的不同而在几天内变质。

废弃

在经营活动中使用时，请根据适用的法律法规进行适当的处理。
在其他情况下，建议将管子作为“可燃烧垃圾”处理。

注意

1. 这种方法只测量水中离子状态 ($\text{Fe}^{2+}, \text{Fe}^{3+}$) 的铁。总铁，包括红水等悬浮铁的测量，请按下述的方法先溶解后再进行。
2. 水培中等使用的EDTA铁，也可以测量。
3. 显色时的pH，约是6。pH值超过2-9范围的测试水，请用稀氢氧化钠溶液或稀硫酸等使中和后测量。
4. 1000mg/L的铁标准液，比标准颜色的“10”更强烈显色。如果预计浓度较高，请预先稀释后再测量。
5. 测试水的温度应在15°C至40°C之间测量。水温低的话显色时间将加长。
6. 1次不能把测试水吸到管子的一半附近时，请将孔朝上挤出空气，再重新进行一次。
7. 比色时，即使试剂没有全部溶解而残留下来，也不会影响测量。
8. 请在日光下进行比色。日光直射和一些荧光灯、汞灯、LED可能难以比色。
9. 着色后，将线插回到管尖的孔中，以防止管中的液体泄漏。

包括红水在内的总铁测量方法

请用稀硫酸等将测试水的pH值降低到小于2之后，加热至沸腾。将其冷却到室温为止，使pH值在2-4后，吸到试管里进行测量。

当测量缓冲能力低的水时，如自来水，在20mL测试水中加入2至3滴(0.1-0.2mL)1mol/L的硫酸，加热，冷却后直接吸入试管中，可以不经中和而测量。

共存物质的影响

标准颜色是使用标准液体做成的。如果考虑到其他物质的影响，请与法定方法进行比较或使用标准添加方法检查测量值。以下是在标准液体中添加单一物质的情况下对显色产生的影响数据。

$\leq 1000\text{mg/L}$	是不产生影响	...	B(III), Ca^{2+} , Cl^- , F^- , I^- , K^+ , Mg^{2+} , Mo(VI), Na^+ , NH_4^+ , NO_2^- , NO_3^- , PO_4^{3-} , SO_4^{2-} , 阴离子表面活性剂, 苯酚, 甲醛
$\leq 500\text{mg/L}$	"	...	Al^{3+} , Ba^{2+}
$\leq 200\text{mg/L}$	"	...	Cr^{3+} , Mn^{2+}
$\leq 100\text{mg/L}$	"	...	余氯
$\leq 50\text{mg/L}$	"	...	Cr(VI)
$\leq 10\text{mg/L}$	"	...	Ag^+ , CN^-
$\leq 5\text{mg/L}$	"	...	Co^{2+} , Cu^{2+} , Ni^{2+} , Zn^{2+}

海水不会影响。

氧化物质可能会影响。